







3. X射线与晶体的相互作用

Dongsheng Wen


单晶与多晶材料 (polycrystalline materials)




多晶材料




多晶材料形成



(a)



(b)









(c)





(d)

X-射线衍射 (X-ray diffraction)



X-射线衍射 (X-ray diffraction)

布拉格方程 (Bragg's law): $\lambda = 2d \sin \theta$



X-射线衍射 (X-ray diffraction) $\lambda = 2d \sin \theta$

晶面(hkl)的晶面间距：

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$


晶面间距d 取决于：

- 晶体结构
- 晶格常数 a
- 外界条件：温度，压力，形变


晶面(hkl)的晶面间距 d_{hkl}

练习：FCC-Al, $a = 4.04\text{\AA}$


{100}面




{110}面




{111}面






XRD设备工作原理






XRD设备工作原理



X射线衍射: 单晶



X射线衍射: 多晶/粉末



结构因素

FCC (hkl)


BCC (hkl)

[illegible]

XRD练习

已知该材料是FCC结构的多晶材料，利用铜激发出来的X射线 ($\lambda = 1.54 \text{ \AA}$) 获得了以下的X射线衍射峰。

标出该材料的衍射面，并且求晶格常数 a 。提示：FCC可发生衍射的面， h, k, l 全是奇数或者全是偶数。



2θ	θ	(hkl)	d_{hkl}
43.5°			
50.6°			
74.3°			
90.2°			
95.4°			

如果是你不知道的结构呢？

- 和已有的XRD数据库比对



International Center for Diffraction Data

NIST National Institute of
Standards and Technology
U.S. Department of Commerce

[NIST Website](#) [About NIST](#)

NIST Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)

CCDC

Cambridge Crystallographic Data Centre

- 如果还是找不到呢？

部分图片来源

- <https://waferpro.com/about-silicon-wafers/>
- <https://www.homedepot.com/p/Benzara-Iron-Bucket-Design-Toilet-Paper-Holder-Wall-Rack-in-Gray-I305-HGM017/307632368>
- <https://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-041/htmldocs/images/romount/>
- <https://www.rigaku.com/>
- <https://www.indiamart.com/proddetail/sto-single-crystal-substrate-11134759533.html>

4. 合金，相